

臨床データ

TK006

【A型インフルエンザ】

	A型インフルエンザ検体		合計	陽性予測値	陰性予測値
	陽性	陰性			
COVID-19 & FluA/B	33	2	35	94.30%	98.10%
抗原検査キット	3	159	162		
総計	36	161	197		
感度	91.70%				
特異度	98.80%				
全体一致率	97.50%				

【B型インフルエンザ】

	B型インフルエンザ検体		合計	陽性予測値	陰性予測値
	陽性	陰性			
COVID-19 & FluA/B	25	2	27	92.60%	97.60%
抗原検査キット	4	161	165		
総計	29	163	192		
感度	86.20%				
特異度	98.80%				
全体一致率	96.90%				

【新型コロナウイルス】

	新型コロナウイルス検体		合計	陽性予測値	陰性予測値
	陽性	陰性			
COVID-19 & FluA/B抗	146	0	146	100.00%	98.40%
原検査キット	5	302	307		
総計	151	302	453		
感度	96.70%				
特異度	100.00%				
全体一致率	98.90%				