

臨床データ

COVID-19

		分子法		合計
		陽性	陰性	
COVID-19	陽性	185	0	185
	陰性	6	357	363
合計		191	357	548

臨床感度(96.9%、95%CI=93.3%~98.8%)、臨床特異性(100.0%、95% CI=99.0%~100.0%)、総一致率(98.9%、95%) を示しました。CI=97.6%~99.6%)。

RSV

		分子法		合計
		陽性	陰性	
RSV	陽性	20	2	22
	陰性	2	34	36
合計		22	36	58

臨床感度(93.55%、95%CI=78.58%~99.21%)、臨床特異性(93.62%、95%CI=82.46%~98.66%)、総一致率(93.59%、95%) を示しました。CI=85.67%~97.89%)。

Radv

		分子法		合計
		陽性	陰性	
Radv	陽性	17	2	19
	陰性	1	25	26
合計		18	27	45

臨床感度(93.1%、95%CI=77.23%~99.15%)、臨床特異性(92.68%、95%CI=80.08%~98.47%)、総一致率(92.86%、95%) を示しました。CI=84.11%~97.64%)。

Influenza A

		分子法		合計
		陽性	陰性	
Influenza A	陽性	41	1	42
	陰性	3	88	91
合計		44	89	133

臨床感度91.7% (95%CI=77.5%~98.3%)、臨床特異性(98.8%、95%CI=95.6%~99.9%)、総一致率(97.5%、95%) を示しました。CI = 94.2 ~ 99.2%)。

Influenza B

		分子法		合計
		陽性	陰性	
Influenza B	陽性	18	1	19
	陰性	3	90	93
合計		21	91	112

臨床感度(86.7%、95%CI=69.3%~96.2%)、臨床特異性(98.8%、95%CI=95.6%~99.9%)、総一致率(96.9%、95%) を示しました。CI=93.3%~98.8%)。

hMPV

		hMPV PCR		合計
		陽性	陰性	
hMPV ³	陽性	19	3	20
	陰性	3	84	87
合計		22	85	107

臨床感度 (86.36%、95%CI=65.09%~97.09%)、臨床特異性 (98.82%、95% CI=93.62%~99.97%)、総一致率96.26% (95% CI=90.70%~98.97%) を示しました。